

قیمت نقدی مصرف کننده

لوله های خونگیری وکیوم						
ردیف	نام محصول	حجم ml	سایز لوله ml	تعداد/کارتن	رنگ	قیمت (ریال)
1	لوله K2EDTA(CBC)	2	13×75	1000	بنفش	40,300
		3	13×75	1000	بنفش	40,300
		6	13×100	750	بنفش	48,300
2	لوله K3EDTA(CBC)	2	13×75	1000	بنفش	40,300
		3	13×75	1000	بنفش	40,300
		6	13×100	750	بنفش	48,300
3	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT)	2.7	13×75	1000	آبی	43,300
4	لوله سدیمان دستی Sodium Citrate 3.8% (ESR)	1.6	13×75	1000	مشکی	43,300
5	لوله سدیمان دستگاهی Sodium Citrate 3.8% (ESR)	1.6	8×120	1000	مشکی بزودی	
6	لوله سرم Clot Activator (CAT)	4	13×75	1000	قرمز	40,300
		6	13×100	750	قرمز	46,300
		9	16×100	750	قرمز	57,300
7	لوله سرم Gel & Clot Activator(SST)	3.5	13×75	1000	زرد	53,300
		5	13×100	750	زرد	57,300
		8	16×100	750	زرد	74,300
8	لوله بدون افزودنی No Additive (plain)	6	13×100	750	قرمز	56,300
		9	16×100	750	قرمز	73,300
لوله خونگیری غیر وکیوم						
9	لوله سرم Gel & Clot Activator (SST) غیر وکیوم	5	13×100	1500	زرد	33,300
		9	16×100	1500	زرد بزودی	
10	لوله سرم Clot Activator & Granule غیر وکیوم	5	13×100	1500	قرمز	27,300
		9	16×100	1500	قرمز بزودی	
11	لوله سرم Clot Activator (CAT) غیر وکیوم	6	13×100	1500	قرمز	25,300
		10	16×100	1500	قرمز بزودی	
12	لوله K2EDTA غیر وکیوم	2	12×56	2000	سبز	22,300
13	لوله K3EDTA غیر وکیوم	2	12×56	2000	سبز	22,300
14	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT) غیر وکیوم	1.8	12×86	1500	آبی	25,300
15	لوله Sodium Citrate 3.8% (ESR) غیر وکیوم	1.6	12×86	1500	نارنجی	25,300
16	لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT,ESR) غیر وکیوم	2.25	12×86	1500	صورتی	25,300
17	لوله سرم بدون افزودنی (plain) غیر وکیوم	6	13×100	1500	قرمز	19,300
لوله های نمونه گیری طرح وکیوم						
18	لوله سرم (Clot Activator & Gel) طرح وکیوم	5	13×100	750	زرد	43,300
19	لوله سرم (Clot Activator & Gel) طرح وکیوم (جدید)	9	16×100	750	زرد	55,300
20	لوله سرم (Clot Activator) طرح وکیوم	6	13×100	750	قرمز	32,300
21	لوله K2EDTA طرح وکیوم	2	13×75	1000	بنفش	30,300
نیدل های خونگیری						
نوع نیدل خونگیری		سایز	تعداد کارتن	رنگ	قیمت (ریال)	
22	سوزن خونگیری سایز 21	21 G	5000	سبز	49,300	
23	سوزن خونگیری سایز 22	21 G	5000	مشکی	49,300	
24	سوزن پروانه ای خونگیری سایز 21	21 G	2000	سبز	63,300	
25	هلدر ساده	---	1000	سفید	استعلام قیمت	